



CATÁLOGO DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS MÉDICOS



Distribuidora
Continental S.A.

JERINGA DESECHABLE ESTÉRIL CON AGUJA

SEGURIMAXX®

DESCRIPCIÓN

- Jeringa de tres partes con pistón de caucho natural.
- Cilindro de polipropileno transparente, graduado.
- Con aguja tribiselada, micropulida y siliconada.
- Cono de la Aguja identificada por código de colores según ISO 6009.
- Empaque individual tipo Blíster Peel Pack, fácil de abrir.
- Esterilizada con gas ETO.

DESCRIPCIÓN	CALIBRE Y LONGITUD DE LA AGUJA	TIPO DE ACOPLE	PRESENTACIÓN / CAJA	PRESENTACIÓN / CAJÓN
Jeringa de 3mL	21G x 1 1/2"	Luer Lock	100 unid.	3000 unid.
Jeringa de 5mL	21G x 1 1/2"	Luer Lock	100 unid.	2400 unid.
Jeringa de 10mL	21G x 1 1/2"	Luer Lock	100 unid.	1600 unid.
Jeringa de 20mL	21G x 1 1/2"	Luer Lock	50 unid.	800 unid.
Jeringa de 20mL	21G x 1 1/2"	Luer Slip	50 unid.	800 unid.
Jeringa Tuberculina 1 mL	25G x 5/8"	Luer Slip	100 unid.	3200 unid.
Jeringa Insulina 1 mL (100 UI)	26G x 1/2"	Luer Slip	100 unid.	3200 unid.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Usar una vez y destruir. No usar si el envase está abierto o dañado.



R.S. N° DM12259E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0123
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

JERINGA DE INSULINA ESTERIL PARA UN SOLO USO CON AGUJA



CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de polipropileno transparente, graduado.
- Tiene una aguja integrada, concéntrico con respecto al eje del cilindro, no debe presentar fugas.
- Con protector que asegura la esterilidad del dispositivo.
- Empaque individual tipo Blister Peel Pack, compuesto de papel microporoso y película plástica.
- Esterilizada con gas ETO.
- Condición Biológica: Estéril, Atóxico, Apirógeno e Hipoalergénico.

PRESENTACIÓN

Blister "Peel Pack" x 01 unidad:

Caja x 50 y 100 blister Peel Pack x 01 unidad.



ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Las jeringas de insulina estériles para un solo uso es un dispositivo que se usa para inyectar insulina por vía subcutánea en el cuerpo humano.

R.S. N° DM19747E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0123
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

EQUIPO DE INFUSIÓN DESECHABLE (VENOCLISIS)

CARACTERÍSTICAS

- Macrogoteo 20 gotas/cc.
- Sitio de Inyección en "Y", sin látex bombado.
- Filtro de aire y Filtro de Fluidos.
- Manguera de PVC flexible, sin perforaciones, con memoria de forma, transparente, de 170 cm.
- Protectores externos que conservan la esterilidad del perforador, del enlace macho y de todo el interior.
- Regulador de flujo con tope, no daña la manguera por el uso rutinario.
- Esterilizado con gas ETO.

PRESENTACIÓN

Empaque individual tipo Blíster peel pack.

Caja x 50 unid.

Cajón x 400 unid.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Sólo para uso individual. Usar inmediatamente después de desechar el empaque. Destruir después de su uso. No utilizar si el empaque está dañado.



SEGURIMAXX®



R.S. N° DM13265E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0197
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

VENDAS DE YESO PARIS



CARACTERÍSTICAS

- Venda 100% gasa de algodón recubierto homogéneamente con yeso Paris de alta calidad.
- Fácil manejo y seguro.
- Corto período de inmersión y rápido fraguado.
- Valor calórico compatible con la T° corporal humana (38°C a 42°C).
- Altamente cremoso y maleable, permite realizar un fácil moldeado con un acabado liso y parejo.
- No deja grumos.

PRESENTACIÓN

Sobre x 01 unidad

PRESENTACIÓN	MEDIDAS	PULGADAS	PZA / CAJA	PZA / CAJÓN
Venda de Yeso	10cm x 460cm	4" x 5 yd	10	80
Venda de Yeso	15cm x 460cm	6" x 5 yd	10	80
Venda de Yeso	20cm x 460cm	8" x 5 yd	10	40

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado. Usar una vez y destruir.
Evitar contacto directo de la venda de yeso con la piel. Evite tocar la venda de yeso cuando empiece a secar.



R.S. N° DM13302E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

EQUIPO DESECHABLE PARA INFUSIÓN CON BURETA

CARACTERÍSTICAS

- Cámara Graduada de PVC transparente con dispositivo de sujeción en forma de asa.
- Capacidad de la bureta 100 mL.
- Cámara de goteo con equipo de microgotero incorporado. (60 gotas c/c).
- Con Filtro de fluidos que impide el ingreso de partículas y microorganismos.
- Sitio de inyección en "Y".
- Manguera de PVC flexible, no colapsable y transparente de aprox. 150 cm.
- Regulador de Flujo de goteo con tope.
- Extremo distal de la manguera con Luer Lock enroscable.
- Dispositivo de perforación con canal de entrada de aire y filtro de aire, resistente a la punción.
- Esterilizado con gas ETO.

PRESENTACIÓN


Empaque individual tipo blíster peel pack.

Caja x 25 unid.

Cajón x 100 unid.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

No comprima el cuerpo de la bureta. Para inyectar medicación complementaria utilice únicamente la entrada con sitio de inyección. No puncione la bureta por ningún sitio. Cambiar la bureta cada 48 horas como máximo. No retire el filtro de la bureta ubicada en la parte superior. No usar si el empaque está abierto o dañado. Descartar después del uso. No re-esterilizar.



Qualimaxx®



R.S. N° DM5319E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0123
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE CON ELÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Resistente a fluidos.
- ♦ Eficacia de filtración bacteriana ($\geq 95\%$).
- ♦ Hipoalergénico.
- ♦ No Estéril.
- ♦ 3 pliegues, con elástico de sujeción.
- ♦ 3 capas de 25 gr/m²
- ♦ Clip nasal ergonómico.
- ♦ Color : Celeste.
- ♦ Medidas : 17.5 cm. x 9.5 cm.

PRESENTACIONES

Caja x 50 mascarillas.

Cajón master x 40 cajas
(2,000 mascarillas).

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Esta Mascarilla no elimina el riesgo de contagio o infección. No utilizar si el producto esta dañado o se daña durante el uso, sustitúyala de inmediato en caso de contaminación por sangre o fluido corporal. Durante el uso, evite tocar el interior de la máscara y después del uso, evite tocar la superficie externa. De un solo uso, después desechar .

SEGURIMAXX®



OSTOMY BAG

BOLSA DE OSTOMIA DE UNA PIEZA

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Bolsa abierta y de una sola pieza.
- ♦ Fabricada con una película multicapa de alta barrera de co-extrusión.
- ♦ Con forro de tela no tejida en ambas caras, de textura suave.
- ♦ No produce irritación.
- ♦ Con filtro de carbón activado que evita los olores del contenido.
- ♦ Con placa adhesiva de barrera hidrocoloide que se adhiere firmemente a la piel, libre de látex, de fácil corte.
- ♦ Con protector plástico con guía de corte.
- ♦ Con anillo exterior de tela no tejida con adhesivo que permite asegurar la placa adhesiva a la piel.
- ♦ Sistema de drenaje con cierre "Twist tie" de material de aluminio con protector plástico que permite cierre hermético de la bolsa.
- ♦ No Estéril.

PRESENTACIÓN

Caja x 30 unid.

Cajón x 14 cajas x 30 unid.

INCLUYE ACCESORIOS

Tablero de medidas que permite la medición del diámetro del estoma.

Con adhesivos para el sellado de orificios por fuga de gases.

USOS:

- ♦ Colostomía, Ileostomía, Urostomía

SEGURIMAXX®



R.S. N° DM25507E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE FDA



Distribuidora
Continental 6 S.A.

CATÉTER IV CON FILTRO HIDROFÓBICO

CARACTERÍSTICAS

- Catéter: Cánula plástica de teflón con línea radiopaca, resistente al acodamiento.
- Aguja: Cánula fabricada en acero inoxidable, con punta tribiselada, micropulida, resistente a la corrosión.
- Con protector del catéter.
- Cámara de reflujo de forma anatómica.
- Filtro hidrofóbico tipo membrana, con soporte de polipropileno (tapón).
- Tiempo de vida útil no menor de 3 días.
- Resistente al acodamiento, mantiene la permeabilidad del lumen durante su uso.
- Esterilizado con gas ETO.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Sólo usar el producto si el empaque está íntegro.
Producto de un solo uso. Desechar después del uso.
No intente reinsertar la aguja si esta ha sido parcial o completamente extraída.

PRESENTACIÓN

Empaque individual tipo blíster Peel Pack

Caja x 50 unid.

Cajón x 200 unid.

MEDIDAS

18 G x 1 ¼"

20 G x 1 ¼"

22 G x 1"

24 G x ¾"

26 G x ¾"



R.S. N° DM10554E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0197
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

LLAVE DE TRES VÍAS



CARACTERÍSTICAS

- ♦ Fabricado con material biocompatible que no interactúa con las soluciones a infundir.
- ♦ Rotación de la llave en 360° con topes cada 45°.
- ♦ Durante su uso, no hay fugas de fluidos en todo el sistema.
- ♦ Conexión Luer lock seguro.
- ♦ Conectores laterales tipo universal.
- ♦ Permiten el uso simultáneo de las tres vías.
- ♦ Con tapas protectoras que garantizan la hermeticidad del dispositivo.
- ♦ Las llaves de triple vía con tubo de extensión presentan tubo de PVC flexible, transparente y no acodable.
- ♦ Esterilizado con gas ETO.

PRESENTACIÓN

Blíster peel pack x 01 unidad

Llave Simple 200 unid x caja / 8 cajas x cajón

Con tubo de extensión de 10 cm 100 unid x caja / 8 cajas x cajón

Con tubo extensión de 50 cm 70 unid x caja / 8 cajas x cajón

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

No usar si el empaque está abierto o dañado. Desechar después del uso.



R.S. N° DM3523E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0123
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

BOLSA COLECTORA DE ORINA TIPO HANGING, VARIEDAD REGULAR

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Bolsa colectora de PVC flexible, resistente y translúcida, cerrada periféricamente por un proceso de termosellado
- ♦ Capacidad de 2000mL.
- ♦ Flexible, resistente.
- ♦ Tubo transportador flexible, resistente, transparente sin torceduras o fisuras, con clamp de seguridad.
- ♦ Dispositivo para toma de muestra.
- ♦ Con válvula antirreflujo.
- ♦ Válvula para drenaje de la orina con obturador o llave de drenaje.
- ♦ Colgador de bolsa, el cual proporciona una suspensión firme y segura durante su uso.
- ♦ Esterilizado con ETO.

PRESENTACIONES

Bolsa x 01 unidad.

Cajón x 100 unidades.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

No usar si el empaque se encuentra dañado o abierto.
Producto de un solo uso. Debe usarse inmediatamente
luego de abrir el envase y luego desechar.

Qualimaxx®



R.S. N° DM6246E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0123
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

GUANTES DE LÁTEX EMPOLVADOS PARA EXAMINACIÓN

Qualimaxx®

CARACTERÍSTICAS

- Elaborados con látex natural de alta calidad de uso clínico hospitalario.
- Superficie con dedos ligeramente texturizados, no altera la sensibilidad táctil.
- Ambidiestros. De un solo uso.
- Sin perforaciones. Resistentes a la elongación.
- De color natural, sin colorantes.
- Ligeramente talqueados.
- Libre de granulaciones, orificios, pliegues y materia extraña.
- Protección y comodidad.
- Ensayo de agujeros con AQL 1.5

PRESENTACIÓN

Caja x 100 guantes

Cajón x 10 cajas

TALLAS

S, M y L



**Aséptico,
Hipoalergénico,
No tóxico.**

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluyendo respuesta anafiláctica. Almacenar en el empaque original, a una temperatura entre 10°C y 30°C.

R.S. N° DM1911E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.



Distribuidora
Continental 6 S.A.

GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO LIBRES DE POLVO

Qualimaxx®

CARACTERÍSTICAS

- ♦ No estériles.
- ♦ Ambidiestros.
- ♦ Mayor resistencia a la perforación.
- ♦ Mayor seguridad.
- ♦ Sin proteínas de Látex de caucho natural
- ♦ Mayor comodidad.
- ♦ Descartables.
- ♦ Superficie lisa y uniforme, ligeramente texturizados en los dedos que no altera la sensibilidad táctil.

MEDIDAS

Azul Océano

Azul Violeta

PRESENTACIÓN

Caja x 100 unid.

Cajón x 10 cajas x 100 unid.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Almacenar en el envase original, a una temperatura entre 10°C y 30°C

TALLAS

XS, S, M, L, XL.



R.S. N° DM22380E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

Ensayo de agujeros AQL 1.5
ISO 13485:2016 Cumple EN 455-2



Distribuidora
Continental 6 S.A.

CINTA QUIRÚRGICA DE PAPEL

Cirugistix

CARACTERÍSTICAS

- Cinta con respaldo de papel no tejido de color blanco, libre de manchas, suciedad y restos de adhesivo.
- Cinta quirúrgica microporosa, semipermeable y transpirable. No oclusivo.
- Adhesivo Hipoalergénico en base de acrílico, sensible a la presión, incoloro y libre de látex.
- Superficie adhesiva lisa, uniforme, continuo y libre de partículas extrañas.
- Cinta confortable que se adapta a cualquier sitio anatómico y no se levanta con el movimiento.
- De fácil rasgado manual en sentido longitudinal y transversal.
- Corte uniforme y lineal, sin filamentos. No se deforma al corte.
- Se remueve sin dañar la piel y no deja residuo.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Use sobre piel limpia y seca. Aplique sin estirar la cinta y la piel. al retirar desprenda la cinta en el sentido del vello.

MEDIDAS (yd)	MEDIDAS (cm)	PRESENTACIÓN
1/2" x 5 yd	1.25cm x 4.6 m	24 cajitas en caja master
1" x 5 yd	2.5 cm x 4.6 m	12 cajitas en caja master
1" x 10 yd	2.5 cm x 9.2 m	12 rollos en caja
2" x 10 yd	5 cm x 9.2 m	6 rollos en caja
3" x 10 yd	7.5 cm x 9.2 m	4 rollos en caja
01 rollo 1" + 2 rollos 2" + 1 rollo 3" + 1 rollo 4" (Extensión 9.2 m c/u)		Corte Hospitalario, 05 rollos en caja.



R.S. N° DM0089E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

CINTA QUIRÚRGICA TRANSPARENTE

Cirugistix

CARACTERÍSTICAS

- Cinta con respaldo de polietileno, permeable al aire.
- Corte uniforme y lineal, sin filamentos. No se deforma al corte.
- Superficie adhesiva lisa, uniforme, continuo y libre de partículas extrañas.
- Cinta Translúcida, microporosa, transpirable y elongable.
- Cinta de fácil rasgado manual en sentido longitudinal y transversal. No se deforma al corte.
- Adhesivo hipoalergénico en base de acrílico sensible a la presión, incoloro, libre de látex.
- Se remueve sin dañar la piel y no deja residuo.

MEDIDAS (yd)	MEDIDAS (cm)	PRESENTACIÓN
1/2" x 5 yd	1.25cm x 4.6 m	24 cajitas en caja master
1" x 5 yd	2.5 cm x 4.6 m	12 cajitas en caja master
1" x 10 yd	2.5 cm x 9.2 m	12 rollos en caja
2" x 10 yd	5 cm x 9.2 m	6 rollos en caja
3" x 10 yd	7.5 cm x 9.2 m	4 rollos en caja
01 rollo 1" + 2 rollos 2" + 1 rollo 3" + 1 rollo 4" (Extensión 9.2 m c/u)		Corte Hospitalario, 05 rollos en caja.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Use sobre piel limpia y seca. Aplique sin estirar la cinta y piel. Al retirar desprenda la cinta en el sentido del vello.



R.S. N° DM0089E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

CINTA QUIRÚRGICA DE SEDA

CARACTERÍSTICAS

- Cinta con respaldo de tela tipo seda (tafetán) satinada.
- Cinta quirúrgica impermeable, microporosa y transpirable.
- Borde en 'Zig-Zag' que facilita el rasgado manual en sentido longitudinal y transversal. Corte uniforme, sin filamentos.
- No se deforma al corte.
- Superficie adhesiva lisa, uniforme, continua y libre de partículas extrañas.
- Adhesivo Hipoalergénico en base de acrílico, sensible a la presión, incoloro y libre de látex.
- Adhesivo de distribución uniforme y homogéneo, que no se separa de la tela y tiene la fuerza necesaria para adherirse a la piel.
- Se remueve sin dañar la piel y no deja residuo.
- Cinta confortable que se adapta a cualquier sitio anatómico y no se levanta con el movimiento.

MEDIDAS (yd)	MEDIDAS (cm)	PRESENTACIÓN
1" x 10 yd	2.5 cm x 9.2 m	12 rollos en caja
2" x 10 yd	5 cm x 9.2 m	6 rollos en caja
3" x 10 yd	7.5 cm x 9.2 m	4 rollos en caja
01 rollo 1" + 2 rollos 2" + 1 rollo 3" + 1 rollo 4" (Extensión 9.2 m c/u)		Corte Hospitalario 05 rollos en caja

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Use sobre piel limpia y seca. Aplique sin estirar la cinta y piel. Al retirar desprenda la cinta en el sentido del vello.

Cirugistix



R.S. Nº DM0089E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

GUANTES DE LÁTEX QUIRÚRGICOS ESTÉRILES

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado de látex natural de alta calidad de uso clínico.
- De color blanco natural. Sin colorantes.
- Superficie texturizada en dedos y palma.
- Ligera impregnación con polvo bioabsorbible.
- Talla impresa en el puño del guante.
- Guantes anatómicamente formados para amoldarse confortablemente a la mano del usuario.
- Con reborde que ejerce una presión adecuada y evita su deslizamiento.
- Esterilizado con gas ETO.

PRESENTACIÓN

Sobre Peel Open x 01 par.

Caja x 50 sobres x 01 par.

Cajón x 12 Cajas x 50 sobres x 01 par.

TALLAS

6 ½, 7, 7 ½, 8

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Seleccionar los guantes apropiados antes de usar para evitar que se rompan o se caigan a causa de un tamaño incorrecto. Evitar o usar con mucho cuidado en personas sensibles a los productos de látex natural; o que sufran de úlcera infecciosa en la mano. Evitar estrictamente su uso si el empaque está dañado. Después de colocarse, elimine completamente el polvo limpiando los guantes con una esponja estéril húmeda u otro método efectivo.



R.S. N° DM6781E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.

EQUIPO DE INFUSIÓN PARA UN SOLO USO (VENOCLISIS)



CARACTERÍSTICAS

- Macrogoteo 20 gotas/cc.
- Sitio de inyección en "y".
- Filtro de aire.
- Filtro de fluidos.
- Manguera de PVC flexible, transparente.
- Esterilizados con gas ETO.
- Dispositivo de perforación resistente a la punción y de acople hermético.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIÓN

Manguera de 150cm	Bolsa x 1 Unid.	Bolsa x 25 Unid.	Cajón x 400 Unid.
Manguera de 170cm	Blíster x 1 Unid.	Caja x 50 Unid.	Cajón x 400 Unid.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Solo para uso individual. Usar inmediatamente después de desechar el empaque. Destruir después de su uso. No utilizar si el empaque está dañado.



R.S. N° DM8713E

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.

CE 0123
ISO 13485



Distribuidora
Continental 6 S.A.